



JumpStart®

Advanced Microcurrent Technology™

EN

EN JumpStart Contact Layer Antimicrobial Wound Dressing Instructions for Prescription Use

ES Apósito antimicrobiano JumpStart (capa de contacto)

Instrucciones de uso con receta médica

FR Pansement antimicrobien JumpStart (couche de contact)

Mode d'emploi sous ordonnance

PT Curativo antimicrobiano JumpStart (camada de contacto)

Instruções de uso de acordo com a prescrição médica

Product Description

JumpStart® (contact layer) is a broad-spectrum antimicrobial wound dressing featuring Advanced Microcurrent Technology™. Embedded in the dressing are microcell batteries made of elemental silver and zinc applied in a dot-matrix pattern to a polyester substrate (Figure 1). In the presence of a conductive medium such as wound exudate, water-based hydrogels or saline, microcurrents are generated at the dressing surface, due its inherent design.

JumpStart is a primary contact layer BioElectric Dressing (Figure 2); it should be used under a secondary dressing or bandage (not provided), to keep it in place and help maintain a moist wound environment.

Silver and zinc in the dressing minimize or prevent the growth of microorganisms within the dressing, not at the wound site, and help preserve the dressing.




Figure 1




Figure 2

Indications

JumpStart antimicrobial wound dressing is intended for the management of wounds to provide a moist wound environment and is indicated for partial and full-thickness wounds such as pressure ulcers, venous ulcers, diabetic ulcers, first and second degree burns, surgical incisions, donor and recipient graft sites, etc.

Contraindications

- Do not use on individuals with sensitivity or allergy to silver or zinc.

Warnings

- Frequent or prolonged use of this product may result, in rare occasions, in temporary discoloration of the skin.



Precautions

- Caution:** United States federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
- Single use only.
- Electron beam irradiation sterilized. Opening the dressing pack compromises the sterile barrier. Do not use if the pouch is open or damaged prior to use.
- Remove JumpStart dressing prior to a MRI or HBOT procedure and apply a new dressing after the procedure.
- For external use only.
- Do not apply JumpStart dressing in conjunction with topical agents such as antimicrobial ointments, enzymatic debriders, antibiotic creams or ointments, silver- or zinc-containing creams, oxidizing agents, or petroleum-based products.
- Secondary dressings should be used as stated in their Instructions for Use.
- The patient should stop using the dressing and consult a physician if allergy, irritation, increased pain, maceration, or any irregular skin discoloration occurs.
- JumpStart is not intended to be used on wounds with uncontrolled bleeding.
- Remove JumpStart dressing during energy-based procedures (such as radiofrequencies, ultrasound, or radiation) where the dressing may interfere with delivery.
- Avoid direct dressing contact with electrodes or conductive gels during electronic measurements; e.g., EEG or ECG.
- JumpStart may be used on infected wounds being clinically managed, as an adjunct to the local clinical protocol.
- The safety of daily JumpStart use for longer than 28 days has not been studied.

Preparation

Follow local hygiene procedures prior to, during and following dressing application and change.

Application



- Cleanse the wound area with an appropriate wound cleanser according to local clinical protocol.
- Remove JumpStart from package and if needed, cut to a shape that will extend beyond wound edges 1 cm to 2 cm (½ inch to 1 inch). **Caution:** Cutting may result in fraying of the dressing.
- Moisten JumpStart with sterile saline, water, or a thin, even layer of water-based hydrogel (not included).
- Apply JumpStart dressing **with the dotted side down**, in direct contact with the wound.
- Cover JumpStart with an appropriate secondary sterile dressing to help maintain a moist wound environment. If needed, secure in place with an additional fixation dressing, using care not to restrict blood flow. The choice of secondary dressing should be determined by the amount of wound exudate, for example:
 - For DRY wounds; waterproof, semi-permeable, or hydrogel-like dressings are recommended to ensure moisture maintenance.
 - For EXUDATING wounds; cover JumpStart with layer(s) of sterile gauze or foam dressing to absorb excessive moisture and prevent maceration. Then apply a semi-permeable or hydrogel-like dressing.
- Keep the dressing moist by re-moistening as necessary. Avoid over-soaking, for example:
 - DRY wounds may require more frequent dressing re-moistening.
 - EXUDATING wounds may require dressing re-moistening only if exudate decreases and the dressing becomes dry.

Site Care and Dressing Change

- JumpStart may be left in place for up to 7 days (or longer, at the discretion and instruction of the treating clinician). Earlier and/or more frequent changes may be required, depending on the amount of exudate present and the condition of the wound and/or the surrounding skin. Inspect the wound site periodically.
- To remove the JumpStart dressing, gently pull it back. If it adheres to the wound surface, do not force it off; moisten or soak the dressing with sterile saline or water until it can be removed without tissue disruption.
- The patient should consult a physician if any of the following occur: infection, bleeding, maceration, hypergranulation, irritation at the wound and/or the surrounding skin, or if the wound increases in size after a few dressing changes.

Dressing Components

- The dressing is not made with natural rubber latex.
- The dressing consists of a polyester substrate containing 0.9 mg of elemental silver and 0.3 mg of elemental zinc per square centimeter of dressing.

Storage and Disposal

- Store in dry conditions at controlled room temperature. Controlled room temperature is 20°C to 25°C (68°F to 77°F). Excursions are permitted between 15°C and 30°C (59°F and 86°F). Brief exposure to temperatures up to 40°C (104°F) may be tolerated provided the mean kinetic temperature does not exceed 25°C (77°F); however, such exposure should be minimized.
- Protect from light.
- Dispose of dressing according to local environmental procedures.

JumpStart®

Advanced Microcurrent Technology™

ES

Descripción del producto

JumpStart® (capa de contacto) es un apósito antimicrobiano de amplio espectro dotado de la tecnología avanzada de microcorrientes Advanced Microcurrent Technology™. El apósito integra unas baterías con microceldas de plata y cinc elementales aplicadas a un sustrato de poliéster en un patrón de matriz de puntos figura 1). El diseño inherente al apósito hace que se generen microcorrientes en su superficie en presencia de medios conductores como los exudados de heridas, hidrogeles acuosos o solución salina.

JumpStart es un apósito bioeléctrico que actúa de capa de contacto primario (figura 2); deberá emplearse debajo de un apósito o venda de contacto secundario (que no se suministran) para mantenerlo en su sitio y ayudar a conservar un ambiente húmedo alrededor de la herida.

La plata y el cinc integrados minimizan o impiden la proliferación de microorganismos en el interior del apósito (no en la herida propiamente) y ayudan a conservarlo.




Figura 1




Figura 2

Indicaciones

El apósito antimicrobiano JumpStart está destinado al manejo de heridas para aportar un entorno húmedo a la zona, y está indicado en heridas de espesor parcial o total como úlceras por presión, úlceras varicosas, úlceras diabéticas, quemaduras de primer y segundo grado, incisiones quirúrgicas y zonas donantes y receptoras de injertos, entre otras.

Contraindicaciones

- No utilice este producto en personas sensibles o alérgicas a la plata o al cinc.

Advertencias

- En raras ocasiones, el uso frecuente o prolongado de este producto podría dar lugar a alteraciones pasajeras del color de la piel.




Precauciones

- Atención:** Las leyes federales estadounidenses permiten la venta de este dispositivo únicamente a médicos o con prescripción facultativa.
 - De un solo uso.
 - Esterilizado por irradiación con haz electrónico. La barrera estéril se deteriora una vez abierto el envase del apósito. Si la bolsa está abierta o dañada antes de su uso, no la utilice.
 - Retire el apósito JumpStart antes de la realización de resonancias magnéticas o tratamientos con oxígeno hiperbárico, y aplique un apósito nuevo después de tales procedimientos.
 - Para uso externo exclusivamente.
 - No aplique el apósito JumpStart junto con medicamentos tópicos como pomadas antimicrobianas, desbridadores enzimáticos, cremas o pomadas antibióticas, cremas que contengan plata o cinc, agentes oxidantes o productos con vaselina.
 - Los apóstoles secundarios deberán emplearse de conformidad con sus respectivas instrucciones de uso.
 - El paciente deberá dejar de usar el apósito y consultar con un médico si presenta alergias, irritación, mayor dolor, maceración o cualquier irregularidad en el color de la piel.
 - JumpStart no está indicado para su uso en heridas con sangrado incontrolable.
 - Retire el apósito JumpStart durante la realización de procedimientos con aplicación de energía (como radiofrecuencia, ultrasonido o radiación) en los que el apósito pudiera interferir en la administración.
 - Evite el contacto directo entre el apósito y electrodos o geles conductores durante la realización de pruebas con mediciones electrónicas, como electroencefalogramas o electrocardiogramas.
 - JumpStart puede emplearse en heridas infectadas que estén siendo tratadas clínicamente, como auxiliar al protocolo clínico indicado en la localidad.
 - No se ha estudiado la seguridad del uso diario de JumpStart durante más de 28 días.

Preparación

Siga los procedimientos de higiene indicados en su localidad antes, durante y después de la aplicación y el cambio del apósito.

Aplicación



- Limpie la zona de la herida con un limpiador de heridas adecuado, conforme al protocolo clínico indicado en su localidad.
- Extraiga JumpStart de su envase y, de ser necesario, recórtelo a una forma que se extienda 1 a 2 cm más allá de los bordes de la herida. **Atención:** El apósito podría deshilacharse al ser recortado.
- Humedeza JumpStart con solución salina estéril, agua o una capa fina y uniforme de hidrogel acuoso (no incluidos).
- Aplique el apósito JumpStart **con el lado punteado hacia abajo**, de modo que haga contacto directo con la herida.
- Cubra JumpStart con un apósito estéril secundario adecuado, para ayudar a mantener un entorno húmedo alrededor de la herida. Si es necesario, afáncelo en su sitio con ayuda de un apósito de fijación adicional; cuide de no restringir el flujo sanguíneo. La elección del apósito secundario dependerá de la cantidad de exudado de la herida; por ejemplo:
 - para heridas SECAS, se recomienda usar apóstoles impermeables, semipermeables o de tipo hidrogel para garantizar que se mantenga la humedad;
 - para heridas con EXUDADO, cubra JumpStart con una o varias capas de gasa o apósito de espuma estériles para absorber el exceso de humedad y prevenir la maceración.A continuación aplique un apósito semipermeable o de tipo hidrogel.
- Rehumedeza el apósito según sea necesario para mantenerlo húmedo; evite empaparlo. Por ejemplo:
 - las heridas SECAS quizás requieran rehumedecer el apósito más a menudo;
 - las heridas con EXUDADO quizás requieran rehumedecer el apósito solo si este se seca porque ha disminuido la exudación.

Cuidado de la zona de la herida y cambio del apósito

- JumpStart puede dejarse en su sitio hasta por 7 días (o más tiempo, a criterio del profesional clínico tratante y según sus instrucciones). Podría ser necesario cambiar el apósito antes y/o con más frecuencia según la cantidad de exudado presente y el estado de la herida y/o de la piel circundante. Revise la zona de la herida periódicamente.
- Para quitar el apósito JumpStart, retráigalo suavemente. Si el apósito está adherido a la superficie de la herida, no lo quite a la fuerza; humedézcalo o remójelo con solución salina o agua estériles hasta que pueda ser retirado sin alterar el tejido.
- El paciente deberá consultar con un médico si se presenta cualquiera de las situaciones siguientes: infección, sangrado, maceración, hipergranulación o irritación de la herida y/o la piel circundante, o si la herida aumenta de tamaño después de varios cambios de apósito.

Componentes del apósito

- El apósito no está hecho de látex de caucho natural.
- El apósito consta de un sustrato de poliéster que contiene 0.9 mg de plata elemental y 0.3 mg de cinc elemental por centímetro cuadrado de superficie.

Conservación y eliminación

- Conserve este producto en condiciones secas y a una temperatura ambiente controlada de entre 20 y 25 °C. Se permiten oscilaciones de 15 a 30 °C. El apósito podría tolerar breves exposiciones a temperaturas de hasta 40 °C, siempre que la temperatura cinética media no sobrepase los 25 °C; sin embargo, deberá minimizarse este tipo de exposición.
- Mantenga este producto al abrigo de la luz.
- Deseche el apósito de conformidad con los procedimientos ambientales de su localidad.

© 2016 Arthrex, Inc. Reservados todos los derechos. Advanced Microcurrent Technology es una marca de Vomaris Innovations, Inc.



Manufactured for: / Fabricado para: /
Fabricado pour : / Fabricado para:

Arthrex, Inc.

1370 Creekside Blvd.
Naples, FL 34108, USA
(800) 933-7001 (239) 643-5553
www.Arthrex.com

Made in the USA by: / Fabricado en EE. UU. por: /
Fabriqué aux États-Unis par : / Fabricado nos EUA por:
Vomaris Wound Care, Inc.

1911 East Fifth Street
Tempe, AZ 85281, USA
(866) 496-8743 (480) 921-4948
www.vomaris.com

Présentation du produit
JumpStart® (couche de contact) est un pansement antimicrobien à large spectre intégrant la technologie avancée à diffusion de micro-courants Advanced Microcurrent Technology™. Cette couche de contact primaire incorpore des microcellules d'argent et de zinc élémentaires disposées en matrice de points sur un substrat en polyester (figure 1). Au contact d'un milieu conducteur (exsudat inflammatoire, solution saline normale ou hydrogel), l'ensemble fonctionne comme une pile en diffusant des micro-courants à la surface du pansement.

Le pansement JumpStart est une couche de contact primaire bioélectrique (figure 2) à utiliser sous un pansement ou bandage secondaire (non fourni) destiné à la tenir en place et à contribuer au maintien d'un milieu humide autour de la plaie.

La présence d'argent et de zinc dans la couche primaire réduit ou prévient la croissance de micro-organismes dans le pansement, mais pas sur la plaie, et aide à le préserver.




Figure 1




Figure 2

Indications

Le pansement antimicrobien JumpStart est indiqué dans la prise en charge des plaies d'épaisseur partielle ou totale telles qu'escarres de décubitus, ulcères variqueux, ulcères diabétiques, brûlures du premier et du second degré, incisions chirurgicales, ou sites de greffe (donneurs ou receveurs), pour les maintenir dans un milieu humide.

Contre-indications

- Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité ou une allergie à l'argent ou au zinc.

Mises en garde

- Dans de rares cas, l'usage fréquent ou prolongé de ce produit peut entraîner une dépigmentation temporaire de la peau.


Précautions

- **Attention :** Selon la réglementation fédérale des États-Unis, ce produit ne peut être vendu qu'à un médecin ou sur ordre d'un médecin.
- À usage unique.
- Stérilisé par faisceau d'électrons. L'ouverture du sachet compromet la barrière stérile. Ne pas utiliser le pansement si le sachet est déjà ouvert ou endommagé.
- Enlever le pansement JumpStart avant tout examen IRM ou traitement par OHB, puis appliquer un nouveau pansement une fois qu'il est terminé.
- À usage externe uniquement.
- Ne pas appliquer le pansement JumpStart avec des agents topiques tels qu'onguents antimicrobiens, agents de débridement enzymatiques, crèmes ou onguents antibiotiques, crèmes contenant de l'argent ou du zinc, agents oxydants ou produits à base de pétrole.
- Les pansements secondaires doivent être utilisés comme indiqué dans leurs modes d'emploi.
- Le patient doit cesser d'utiliser le pansement et consulter un médecin en cas d'allergie, d'irritation, d'augmentation de la douleur, de macération ou de dépigmentation irrégulière.
- Le pansement JumpStart n'est pas destiné à s'utiliser sur des saignements non maîtrisés.
- Retirer le pansement JumpStart avant tout examen ou traitement utilisant un champ énergétique (tels que radiofréquences, ultrasons ou rayonnement) lorsqu'il risque de perturber son application.
- Éviter tout contact direct entre le pansement et les électrodes ou les gels conducteurs lors des enregistrements d'activité électrique (tels qu'EEG ou ECG).
- Le pansement JumpStart peut s'utiliser sur les plaies infectées faisant l'objet d'une prise en charge clinique, en complément du protocole clinique de l'établissement.
- L'innocuité de l'emploi quotidien du pansement JumpStart pendant plus de 28 jours n'a pas été étudiée.

Préparation

Respecter les règles d'hygiène de l'établissement avant, pendant et après l'application et le remplacement du pansement.

Application



1. Nettoyer le site de la plaie avec un nettoyant adéquat, selon le protocole clinique de l'établissement.
2. Retirer le pansement JumpStart de son sachet et, si nécessaire, le découper de manière à ce que son périmètre dépasse les bords de la plaie de 1 à 2 cm. **Attention :** Le découpage peut amener le pansement à s'effilocher.
3. Humecter le pansement JumpStart avec une solution saline normale, de l'eau ou une fine couche uniforme d'hydrogel (non inclus).
4. Appliquer le pansement JumpStart directement sur la plaie, **matrice de microcellules vers le bas**.
5. Recouvrir le pansement JumpStart d'un pansement secondaire stérile adéquat pour aider à maintenir un milieu humide autour de la plaie. Ajouter un pansement de fixation si nécessaire, en veillant à ne pas entraver la circulation sanguine. Le pansement secondaire doit être choisi en fonction du degré d'exsudation de la plaie. Par exemple :
 - Pour les plaies SECHEES, il est recommandé d'utiliser un pansement imperméable, semi-perméable ou de type hydrogel, afin d'assurer le maintien de l'humidité.
 - Pour les plaies EXSUDATIVES, recouvrir la couche primaire JumpStart d'une ou plusieurs couches de gaze stérile ou de pansement hydrocollétaire afin d'absorber l'excédent d'humidité et de prévenir la macération. Puis appliquer un pansement semi-perméable ou de type hydrogel.
6. Maintenir l'humidité du pansement en le réhydratant si nécessaire, mais en évitant de trop l'imbiber. Par exemple :
 - Les plaies SECHEES peuvent nécessiter une réhydratation plus fréquente du pansement.
 - Les plaies EXSUDATIVES peuvent ne nécessiter une réhydratation que lorsque l'exsudation diminue et que le pansement s'assèche.

Soins du site et remplacement du pansement

- Le pansement JumpStart peut être laissé en place pendant 7 jours (ou plus longtemps, à la discrétion et selon les instructions du médecin traitant). Il peut être nécessaire de le remplacer plus tôt ou plus souvent selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie ou de la peau environnante. Inspecter régulièrement le site de la plaie.
- Tirer doucement pour enlever le pansement JumpStart. Si le pansement adhère à la surface de la plaie, ne pas forcer pour le décoller, mais le mouiller légèrement avec une solution saline normale ou avec de l'eau jusqu'à ce qu'il puisse être retiré sans lésionner les tissus.
- Le patient doit consulter un médecin dans les cas suivants : infection, saignement, macération, hypergranulation ou irritation de la plaie ou de la peau environnante, ou agrandissement de la plaie après quelques remplacements du pansement.

Composition du pansement

- Le pansement ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
- Le pansement se compose d'un substrat en polyester incorporant 0,9 mg d'argent élémentaire et 0,3 mg de zinc élémentaire par centimètre carré de pansement.

Stockage et élimination

- Conserver au sec à température ambiante contrôlée, c'est-à-dire entre 20 et 25 °C, les excursions étant permises entre 15 et 30 °C. Une brève exposition à des températures allant jusqu'à 40 °C peut être tolérée sous réserve que la température cinétique moyenne ne dépasse pas 25 °C; dans tous les cas, une telle exposition doit être réduite au strict minimum.
- Tenir à l'abri de la lumière.
- Éliminer le pansement selon les règles de protection en vigueur.

Descrição do produto
JumpStart® (camada de contato) é um curativo antimicrobiano de largo espectro com a tecnologia avançada de microcorrentes (Advanced Microcurrent Technology™). Baterias com microcélulas feitas de prata e zinco elementares são incorporadas no curativo e aplicadas em um padrão de matriz de pontos a um substrato de poliéster (Figura 1). Graças à sua arquitetura intrínseca, são geradas microcorrentes na superfície do curativo na presença de meios condutores, como exsudato da ferida, hidrogel à base de água ou solução salina.

JumpStart é um curativo com uma camada bioelétrica de contato primário (Figura 2) que deve ser usado sob um curativo ou bandagem secundários (não fornecidos), para mantê-lo no lugar e ajudar a manter um ambiente úmido em torno da ferida.

A prata e o zinco no curativo minimizam ou impedem o crescimento de micro-organismos dentro do curativo (mas não no local da ferida) e ajudam a conservá-lo.




Figura 1




Figura 2

Indicações

O curativo antimicrobiano JumpStart foi projetado para o tratamento de feridas, mantendo-as em um ambiente úmido, sendo indicado para feridas superficiais ou profundas, tais como úlceras de pressão, úlceras venosas, úlceras diabéticas, queimaduras de primeiro e segundo graus, incisões cirúrgicas, locais doadores e receptores de enxertos, etc.

Contraindicações

- Não utilize em pessoas com sensibilidade ou alergia à prata ou ao zinco.

Advertências

- O uso frequente ou prolongado deste produto pode resultar, em raras ocasiões, em descoloração temporária da pele.


Precauções

- **Atenção:** De acordo com a lei federal dos Estados Unidos este dispositivo só pode ser vendido a médicos ou por solicitação de um médico.
- Apenas para uso único.
- Esterilizado por radiação com feixe de elétrons. A abertura da embalagem compromete a barreira estéril. Não use se a embalagem estiver aberta ou danificada antes da utilização.
- Remova o curativo JumpStart antes de um procedimento de ressonância magnética ou com oxigênio hiperbárico e aplique um novo curativo após o procedimento.
- Apenas para uso externo.
- Não aplique o curativo JumpStart em conjunto com agentes tópicos, como pomadas antimicrobianas, debridadores enzimáticos, pomadas ou cremes antibióticos, cremes contendo prata ou zinco, agentes oxidantes ou produtos derivados do petróleo.
- Os curativos secundários devem ser usados de acordo com suas Instruções de uso.
- O paciente deve parar de usar o curativo e consultar um médico se ocorrer alergia, irritação, aumento de dor, maceração ou qualquer descoloração irregular da pele.
- JumpStart não deve ser usado em feridas com sangramento não controlado.
- Remova o curativo JumpStart durante procedimentos que utilizam energia (como radiofrequência, ultrassom ou radiação) nos quais o curativo possa interferir com a aplicação.
- Evite o contato direto do curativo com eletrodos ou géis condutores durante exames com medições eletrônicas; como EEG ou ECG.
- JumpStart pode ser usado em feridas infectadas que estejam sendo tratadas clinicamente, como um auxiliar ao protocolo clínico local.
- A segurança do uso diário de JumpStart por mais de 28 dias não foi estudada.

Preparação

Siga os procedimentos de higiene de seu estabelecimento antes, durante e após a aplicação e troca do curativo.

Aplicação



1. Limpe a área da ferida com um produto para limpeza de feridas adequado, de acordo com o protocolo clínico local.
2. Retire o JumpStart da embalagem e, se necessário, corte-o em um formato que se estenda 1 cm a 2 cm além das bordas da ferida. **Atenção:** O curativo pode desfilar ao ser cortado.
3. Umedeça o JumpStart com solução salina estéril, água ou uma camada fina e uniforme de hidrogel (não incluídos).
4. Aplique o JumpStart **com o lado pontilhado para baixo**, em contato direto com a ferida.
5. Cubra o JumpStart com um curativo secundário estéril adequado para ajudar a manter um ambiente úmido em torno da ferida. Se necessário, fixe-o no lugar com um curativo de fixação adicional, tomando cuidado para não restringir o fluxo sanguíneo. A escolha do curativo secundário deve ser determinada pela quantidade de exsudato da ferida, por exemplo:
 - Em feridas SECAS, recomenda-se o uso de curativos impermeáveis, semipermeáveis ou do tipo hidrogel, para assegurar que a umidade seja mantida.
 - Em feridas EXSUDATIVAS, cubra o JumpStart com uma ou várias camadas de gaze ou curativo de espuma estériles para absorver o excesso de umidade e evitar a maceração. Depois, aplique um curativo semipermeável ou do tipo hidrogel.
6. Umedeça o curativo conforme necessário para mantê-lo úmido. Evite encharcá-lo; por exemplo:
 - Feridas SECAS podem exigir que o curativo seja umedecido com mais frequência.
 - Feridas EXSUDATIVAS podem exigir que o curativo seja umedecido apenas se o exsudato diminuir e o curativo ficar seco.

Cuidados com o local da ferida e a troca do curativo

- JumpStart pode permanecer no lugar por até 7 dias (ou mais, a critério e de acordo com as instruções do médico responsável). Pode ser preciso trocar o curativo mais cedo ou com mais frequência, dependendo da quantidade de exsudato presente e das condições da ferida e/ou da pele circundante. Examine periodicamente o local da ferida.
- Para retirar o curativo JumpStart, puxe-o delicadamente. Se o curativo estiver aderido à superfície da ferida, não force a retirada; umedeça ou molhe o curativo com solução salina estéril ou água estéril até que ele possa ser removido sem lesionar o tecido.
- O paciente deve consultar um médico nos seguintes casos: infecção, sangramento, maceração, hipergranulação, irritação da ferida e/ou da pele circundante ou se a ferida aumentar de tamanho depois de algumas trocas do curativo.

Componentes do curativo

- O curativo não é feito com látex de borracha natural.
- A camada de contato primário consiste em um substrato de poliéster contendo 0,9 mg de prata elementar e 0,3 mg de zinco elementar por centímetro quadrado do curativo.

Armazenamento e descarte

- Armazene em local seco e em temperatura ambiente controlada, ou seja, entre 20 °C e 25 °C, com variação permitida entre 15 °C e 30 °C. Uma rápida exposição a temperaturas de até 40 °C pode ser tolerada, desde que a temperatura cinética média não ultrapasse 25 °C; entretanto, essa exposição deve ser reduzida ao mínimo.
- Proteja da luz.
- Descarte o curativo de acordo com os procedimentos ambientais locais.